



MIRA® (Medical Images Remote Access) es un sofisticado sistema desarrollado por el departamento de Tecnología de SOFEX® que convierte las imágenes médicas en formatos que se pueden ver en Internet a través de cualquier navegador.

El programa también permite la emisión de reportes médicos, junto con las imágenes, consiguiendo ambos reportes y las imágenes disponibles en Internet.

MIRA® recibe cualquier tipo de imágenes médicas en el protocolo DICOM 3.0. Sólo tiene que conectar el cable de red, configure el MIRA® dentro de la red DICOM y empezar a usarlo.

NUEVO: Exámen en Tiempo Real:

Si el médico que realiza el exámen desea que el médico solicitante vea las imágenes del exámen que se está realizando, se puede habilitar RETIW: Real Time Image Watcher.

A través de esta fantástica herramienta, las imágenes captadas por los equipos son INMEDIATAMENTE disponibilizadas en la Internet, el médico solicitante puede supervisar el exámen en tiempo real, o incluso solicitar detalles específicos, proyección, plano o cualquier detalle sobre el exámen.

Preguntas más frecuentes:

1) ¿Dónde se puede instalar MIRA®?

En cualquier centro de diagnóstico médico, que cuenta con un equipo compatible con el protocolo DICOM 3.0.

Ejemplo:

- Artroscopia
- Angiografía y Hemodinamia
- Endoscopia
- Medicina Nuclear
- Resonancia Magnética
- Mamografía
- Tomografía computarizada
- Ecografía
- Rayos-X (DR/CR)

2) ¿Quién puede tener acceso a las imágenes o los exámenes?

Quién decide quién puede tener acceso remoto a los exámenes y las imágenes es el propietario de la red (médico que realiza, Hospital CEO, Gerente de la Clínica, etc.) El administrador del sistema distribuye el login y la contraseña para el usuario, que puede ser:

- Administrador del sistema: Este usuario tiene acceso completo a todos los exámenes realizados.
- Médico que realizó el examen: Este usuario sólo tiene acceso a los exámenes realizados por él.
- Médico Solicitante: Este usuario sólo tiene acceso a los exámenes requeridos por él.
- Paciente: El paciente recibirá un nombre de usuario y contraseña en su correo electrónico, y acceder sólo a su examen.

3) ¿Cómo se pueden ver los exámenes, reportes e imágenes?

Los exámenes, reportes e imágenes se pueden ver con cualquier navegador, tablet o smartphone.

4) ¿Cuáles son los requisitos para instalar MIRA®?

Es muy simple. Acaba de comprar el sistema directamente desde SOFEX®, la puso sobre un ancho de banda mínimo de conexión a Internet de 100Mbps. El sistema MIRA® se conecta a un equipo que genera la imagen (CT, Angio, MRI, US, etc.) A través de una red DICOM 3.0 y estará listo para trabajar y disponible de los exámenes y las imágenes en la Internet.




Figura 1: Esquemático MIRA®.

LLAME PARA LOS DETALLES Y PRESUPUESTO DIRECTAMENTE CON SOFEX®!

contato@sofex.com.br - Fone.: +55 (31) 3360-8490

SOFEX® y MIRA® son marcas registradas de SOFEX®.